

# Кусачки по KERRISON серии **SO.line**<sup>®</sup>

Супер **К**ачество от AESCULAP<sup>®</sup>!



# Кусачки по KERRISON серии SQ.line®

Супер Качество!

## Супер Качество!

Созданы выдерживать нагрузки самых долгих и сложных операций:

- Усиленная конструкция и сплав (в 3 раза дольше не требуют ремонта и заточки)
- Надежный механизм, не заедает
- Выталкиватель стал удобнее
- Еще меньше бликов благодаря новому покрытию

Гладкая поверхность позволяет быстро и легко удалить фрагменты кости и тканей в процессе работы.

Все модели SQ.line® KERRISON оснащены выталкивателем.

SQ.line® KERRISON изготовлены из более прочного сплава с улучшенным покрытием Noir® plus, обеспечивающим антибликовый эффект, лучшее скольжение подвижных частей инструмента и предотвращающим заедание инструмента в процессе работы из-за застревания фрагментов кости или тканей.

## Супер Комфорт!



Благодаря эргономичному дизайну рукояток при работе SQ.line® KERRISON давление распределяется более равномерно.

Меньше точек максимального давления, меньше дискомфорта и усталости.

- Супер комфорт при выкусывании вверх и вниз
- Более равномерное распределение давления, меньше усталости при длительной работе
- Удобно лежат в руке любого размера (тестировали с нейрохирургами с размером перчаток от S до L)



— Точки максимального давления  
→ дискомфорт

— Минимальное давление  
→ максимальный комфорт

# Кусачки по KERRISON серии SQ.line®

Супер Качество!

## Супер Конструкция!

SQ.line® KERRISON — никогда еще разбирать кусачки и ухаживать за ними не было так удобно.

- Конструкция максимально упрощает уход за инструментом
- Полностью промываются в моечной машине (нет необходимости в предварительной ручной очистке)
- Легко проверить работоспособность инструмента

Дизайн пружины оптимизирован для лучшей очистки и обработки.





Привычные и удобные маркировки и кодировки для быстрой идентификации инструмента.

## Супер Конструкция!

**SO.line® KERRISON** разбираются и собираются настолько быстро, просто и интуитивно понятно, что теперь при необходимости можно их разобрать, прочистить и собрать прямо во время операции, практически не теряя времени.

- Сборка и разборка буквально за секунды
- Огромная экономия времени
- Интуитивно понятный процесс сборки \ разборки инструмента



Защелка автоматически закрывается при сведении рукояток.

# Кусачки по KERRISON серии SQ.line®

## Обзор портфолио

### Продуктовая линейка

- Рабочая длина: 180, 200, 230, 280 мм
- Ширина губок: 1–6 мм
- Основание: стандартное или тонкое
- Угол атаки: 130° и 90°
- Режущие вверх и вниз модели
- Ширина открытия: 10 мм и 15 мм



Стандартные,  
режущие вверх на 130°



Широкое открытие,  
режущие вверх на 130°

Тонкие, режущие вниз на 130°

Стандартные, режущие вниз на 130°

Тонкие, режущие вверх на 130°

# Кусачки по KERRISON серии SQ.line®

## Рейлинги

Рейлинги для SQ.line® KERRISON позволяют фиксировать кусачки в открытом положении для мойки в моечной машине и в закрытом — для стерилизации и для использования в операционной.


- Оберегает режущую кромку и поверхность инструмента от повреждений во время транспортировки и цикла обработки
- Подходят для полного цикла оборота инструментов: очистка / мойка, стерилизация, использование в операционной
- Рекомендуем использовать рейлинги JF125R и JF126R с сетками AESCULAP® арт. JF\*\*\* / JG\*\*\* с внутренней длиной от 404 мм и высотой от 92 мм или сетками арт. JJ\*\*\* с внутренней длиной от 401 мм и высотой от 102 мм

### Положение для моечной машины



Рейлинг для 5 шт. SQ.line® KERRISON  
Рейлинг легко вынуть из сетки и поставить на стол в операционной.  
Арт. JF125R (209 мм x 231 мм x 91 мм)

### Положение для стерилизации



Рейлинг для 1 шт. SQ.line® KERRISON  
Фиксируется в сетке с помощью 2 винтов.  
Арт. JF126R (192 мм x 68 мм x 83 мм)

# Кусачки по KERRISON серии **SO.line**<sup>®</sup>

Артикулы



Угол	Рабочая длина	Ширина губок	Стандартные, открытие 10 мм	Тонкие, открытие 10 мм	Стандартные, открытие 15 мм
130° вверх 	180 мм	1 мм	FK900NB	FK906NB	-
		2 мм	FK901NB	FK907NB	-
		3 мм	FK902NB	FK908NB	-
		4 мм	FK903NB	FK909NB	-
		5 мм	FK904NB	FK910NB	-
	200 мм	1 мм	FK960NB	FK961NB	-
		2 мм	FK913NB	FK962NB	FK970NB
		3 мм	FK914NB	FK963NB	FK982NB
		4 мм	FK915NB	FK964NB	FK983NB
		5 мм	FK916NB	FK965NB	FK984NB
		6 мм	FK917NB	-	-
	230 мм	1 мм	FK918NB	FK929NB	-
		2 мм	FK919NB	FK925NB	-
		3 мм	FK920NB	FK926NB	-
		4 мм	FK921NB	FK927NB	-
		5 мм	FK922NB	FK928NB	-
	280 мм	1 мм	FK981NB	FK980NB	-
		2 мм	FK986NB	FK976NB	-
		3 мм	FK987NB	FK977NB	-
		4 мм	FK988NB	FK978NB	-
5 мм		FK989NB	FK979NB	-	
90° вверх 	200 мм	1 мм	FK090NB	-	-
		2 мм	FK091NB	-	-
		3 мм	FK092NB	-	-
		4 мм	FK093NB	-	-
		5 мм	FK094NB	-	-
130° вниз 	200 мм	1 мм	FK990NB	FK995NB	-
		2 мм	FK991NB	FK996NB	-
		3 мм	FK992NB	FK997NB	-
		4 мм	FK993NB	FK998NB	-
		5 мм	FK994NB	FK999NB	-
90° вниз 	200 мм	1 мм	FK095NB	-	-
		2 мм	FK096NB	-	-
		3 мм	FK097NB	-	-
		4 мм	FK098NB	-	-
		5 мм	FK099NB	-	-

Ширина (мм)	 1 мм	 2 мм	 3 мм	 4 мм	 5 мм	 6 мм
-------------	--	--	--	---	--	--

BMR-C-700475

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



**ООО «Б. Браун Медикал»**

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com, тел.: +7 (812) 320-40-04  
117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30, тел.: +7 (495) 777-12-72



[www.bbraun.ru](http://www.bbraun.ru)



[vk.com/bbraunrussia](https://vk.com/bbraunrussia)



[t.me/bbraun\\_ru](https://t.me/bbraun_ru)