

Продукция Б. Браун по уходу за стомой



Содержание

Однокомпонентная система

Флексима	4
Флексима недренируемые мешки (для колостомы)	4
Флексима Уро (для уростомы)	5
Флексима дренируемые мешки (для илеостомы)	6
Алмарис Преференс	7
Алмарис Преференс недренируемые мешки (для колостомы)	7
Алмарис Преференс дренируемые мешки (для илеостомы)	7

Продукция для после- операционного периода

Драйана	20
Драйана C mini	20
Драйана C medium	20
Драйана C large	20
Драйана C vision	21

Двухкомпонентная система

Флексима Key	11
Флексима Key базовые пластины	11
Флексима Ки недренируемые мешки (для колостомы)	11
Флексима Key дренируемые мешки (для илеостомы)	12
Флексима Key уроприемники	12
Алмарис Твин+	13
Алмарис Твин+ базовые пластины	13
Алмарис Твин+ недренируемые мешки (для колостомы)	13
Алмарис Твин+ Flow Control (для илеостомы)	14
Алмарис Твин+ дренируемые мешки (для илеостомы)	14
Алмарис Твин+ Уро (для уростомы)	15
Алмарис Преференс	16
Алмарис Преференс, базовая пластина	16
Алмарис Преференс, недренируемые мешки (для колостомы)	16
Алмарис Преференс, дренируемые мешки (для илеостомы)	17

Аксессуары

Средства ухода за стомой	24
Суперфиллер	24
Пронтосан	24
Ежедневный комфорт	25
Илео Гель+	26
Б. Браун Деодор	26
Пояс для дополнительной фиксации пластины	26

Однокомпонентная система



Флексима

Однокомпонентная система

■ Флексима недренируемые мешки (для колостомы)


ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА



- Мягкая нетканая подложка
- Эргономичная форма
- Встроенный фильтр

Плоская пластина	Диаметр, мм	Телесный цвет Артикул	Прозрачные Артикул
Флексима Коло В уп. 30 шт.	≈15-50	044015	044115
	≈15-70	044070	044170
	25	044025	044125
	30	044030	044130
	35	044035	044135
	40	044040	044140
45	044045	044145	
Флексима Коло мини В уп. 30 шт.	≈15-50	044215	—

Фильтр полностью интегрирован в мешок, не контактирует с одеждой и не требует дополнительной активации



КОНВЕСНАЯ ПЛАСТИНА



Конвексная пластина	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
Вырезаемое отверстие В уп. 10 шт.	≈12-35	44017	44117
	≈12-45	44018	44118
Готовое отверстие В уп. 10 шт.	25	44026	—
	30	44031	—
	35	44037	—
	40	44041	—

■ Флексима Уро (для уростомы)

ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА



Плоская пластина	Диаметр, мм	Артикул
В уп. 30 шт. + 30 коннекторов	≈12-55	044912

Закрыт



Открыт



ДЕНЬ

НОЧЬ



КОНВЕКСНАЯ ПЛАСТИНА



Конвексная пластина	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
Вырезаемое отверстие	≈12-25	44916	44915
В уп. 10 шт. + 10 коннекторов	≈12-35	44919	44917
Готовое отверстие	25	44921	44920
В уп. 10 шт. + 10 коннекторов	30	44923	44922

Моче-приемник	Артикул
Уримед Бэг 2 л В уп. 30 шт.	28300

Флексима

Однокомпонентная система

■ Флексима дренируемые мешки (для илеостомы)

СИСТЕМА ROLL'UP


МЯГКИЙ ВСТРОЕННЫЙ ЗАЖИМ



ФЛЕКСИМА С ЖЕСТКИМ ЗАЖИМОМ



Фильтр покрыт мембраной, проницаемой для газов, но непроницаемой для жидкостей



Флексима с системой Roll'Up

Плоская пластина	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
Вырезаемое отверстие В уп. 30 шт.	≈ 15-60	42715	42815
Готовое отверстие В уп. 30 шт.	25	42725	—
	30	42730	—
	35	42735	—
	40	42740	—

Конвексная пластина	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
Вырезаемое отверстие В уп. 30 шт.	≈ 12-35	42717	42817
	≈ 12-45	42718	42818
Готовое отверстие В уп. 30 шт.	25	42726	—
	30	42731	—
	35	42737	—

■ Стандартный зажим

Флексима со стандартным зажимом

Плоская пластина	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
Вырезаемое отверстие В уп. 30 шт. + 6 зажимов	≈ 15-60	044415	044515
Готовое отверстие В уп. 30 шт. + 6 зажимов	25	044425	—
	30	044430	—
	35	044435	—
	40	044440	—

Алмарис Преференс

Облегченная версия однокомпонентной системы

■ Алмарис Преференс недренируемые мешки (для колостомы)

НЕДРЕНИРУЕМЫЕ КАЛОПРИЕМНИКИ С ФИЛЬТРОМ



Плоская пластина	Диаметр, мм	Артикул.	Артикул.
		Телесный цвет	Прозрачные
В уп. 30 шт.	≈ 10-70	55010	55110

- Адгезивная гидроколлоидная пластина обеспечивает наилучшую защиту кожи
- Встроенный фильтр не требует дополнительной активации
- Мягкая нетканая подложка
- Возможность использовать как калоприемники телесного цвета, так и прозрачные

■ Алмарис Преференс дренируемые мешки (для илеостомы)

ДРЕНИРУЕМЫЕ КАЛОПРИЕМНИКИ С ГИБКИМ ЗАЖИМОМ



■ Гибкий зажим

- Адгезивная гидроколлоидная пластина обеспечивает наилучшую защиту кожи
- Дренируемое отверстие 70 мм для удобной эвакуации кишечного содержимого
- Более длительное использование мешка за счет большей вместимости



Плоская пластина	Диаметр, мм	Артикул.	Артикул.
		Телесный цвет	Прозрачные
В уп. 30 шт. + 30 гибких зажимов	≈ 10-70	55410	55510




Двухкомпонентная система



Флексима Key

Двухкомпонентная система

Точная и легкая фиксация мешка к пластине.
Всего 3 шага!



■ Ключевые преимущества

- Надежная фиксация мешка исключает протекание.
- Простота использования за счет легкого закрепления мешка на пластине и его удаления

■ Преимущества мешков

- Мягкий бесшумный материал способствует дополнительному комфорту пациента
- Специальная конструкция адгезивной части мешка позволяет сохранять форму без деформации

■ Преимущества базовых пластин

- Специальная структура пластины обеспечивает высокую эластичность
- Легко очищается после удаления мешка

**Высокая
эластичность**



■ Флексима Кей базовые пластины

ПЛОСКИЕ



КОНВEXСНЫЕ




Базовые пластины

Плоские пластины	Диаметр, мм	Артикулы
	Вырезаемое отверстие В уп. 5 шт.	40/12-35
50/12-45		62050
60/12-55		62060
80/12-75		62080
Готовое отверстие В уп. 5 шт.	40/20	620421
	40/25	620425
	50/30	620430
	50/35	620436


Конвексные пластины	Диаметр, мм	Артикулы
	Вырезаемое отверстие В уп. 5 шт.	50/12-25
60/12-35		62062
60/12-45		62063
Готовое отверстие В уп. 5 шт.	50/20	62054
	60/25	62064
	60/30	62066
	60/35	62067
	60/40	62069

■ Флексима Кей недренируемые мешки (для колостомы)



- Недренируемые мешки
 - Эргономичная форма
 - Мягкий нетканый материал

Фильтр Б. Браун: наилучшее качество дезодорации



Недренируемые мешки	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
	В уп. 30 шт.	40	62140
50		62150	62250
60		62160	62260
80		62180	62280

Флексима Key

Двухкомпонентная система


■ Флексима Key дренируемые мешки (для илеостомы)

СИСТЕМА ROLL'UP

- Система Roll'Up: встроенный мягкий зажим



Фильтр покрыт мембраной, проницаемой для газов, но непроницаемой для жидкостей



Дренируемые мешки Roll'Up

В уп. 30 шт.

Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
40	621241	621240
50	621251	621250
60	621261	621260
80	621281	621280

■ Флексима Key уроприемники

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ,


МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



Уроприемники

В уп. 20 или 30 шт.
+ 20 или 30 коннекторов

Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
40	62740	62840
50	62750	62850
60	62760	62860



<<< **98 %**
без протекания

- Дополнительный инновационный адгезивный слой
 - Не подвержен деформациям, возникающим при движениях пациента
- Идеальная поверхность мешка
 - Двухслойный нетканый материал

Алмарис Твин+

Двухкомпонентная система

Алмарис Твин+ базовые пластины



СТАНДАРТ



МИКСТ



КОНВЕКС

- Широкий выбор различных диаметров
 - Стандарт: один слой гидроколлоида для защиты кожи, второй для адгезии
 - Микст: толстый гидроколлоидный слой по центру и дополнительный адгезив по краю пластины для лучшего сцепления с кожей
 - Конвекс: двойной гидроколлоидный слой конвексной пластины для втянутых стом
- Пластина в форме «цветка»
 - Усиленный адгезив по краям пластины обеспечивает комфорт, не ограничивая движений
- Надежная система фиксации
 - Легкое закрепление мешка на пластине с минимальным давлением на живот
 - Быстрая и легкая замена мешка в случае необходимости
- Специальные «ушки» на фланце для дополнительной фиксации пластины

Стандарт	Диаметр, мм	Артикул
Базовые пластины В уп. 10 шт.	40/15-35	036240
	50/15-45	036250
	60/15-55	036260
	80/15-75	036280
Микст	Диаметр, мм	Артикул
Базовые пластины В уп. 10 шт.	40/12-35	036040
	50/12-45	036050
	60/12-55	036060
	80/12-75	036080
Конвекс	Диаметр, мм	Артикул
Базовые пластины В уп. 5 шт.	50/24	036351
	50/17-30	036355
	60/17-40	036365
	80/17-60	036385


Алмарис Твин+ недренируемые мешки (для колостомы)



STANDARD

- Встроенный фильтр
 - Обеспечивает беспрепятственный вывод газов
 - Поглощает запахи

Ламинарный фильтр



Закрытые мешки	Диаметр, мм	Артикул.	Артикул.
		Телесный цвет	Прозрачные
Box of 30	40	037240	037340
	50	037250	037350
	60	037260	037360
	80	037280	037380

Алмарис Твин+

Двухкомпонентная система

■ Алмарис Твин+ Flow Control (для илеостомы)

ВСТРОЕННЫЙ МЯГКИЙ ЗАЖИМ
С СИСТЕМОЙ FLOW CONTROL



1 Откройте застежку и разверните сливной рукав



2 Потяните застежку вниз для эвакуации содержимого мешка



Закрытие

1 Потяните за язычок вверх



2 Сложите сливной рукав и надежно закройте застежку

Дренируемые мешки	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
	40	038840	038740
В уп. 30 шт.	50	038850	038750
	60	038860	038760

■ Алмарис Твин+ дренируемые мешки (для илеостомы)



Дренируемые мешки	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
	40	037740RU	037840RU
В уп. 30 шт.	50	037750RU	037850RU
	60	037760RU	037860RU
	80	037780RU	037880RU

- Удобный пластиковый зажим телесного цвета для многократного использования
- Эргономичная форма для максимального комфорта
- Мягкий нетканый материал, не раздражающий кожу
- Бесшумная пластиковая пленка

Алмарис Твин+

Двухкомпонентная система

■ Алмарис Твин+ Уро (для уростомы)



Сливной клапан

- Высокая безопасность
- Четкое определение положения
- Без остаточной капли

Клапан закрыт



Клапан открыт



Уроприемники	Диаметр, мм	Артикулы
В уп. 30 шт. + 30 коннекторов	40	037940
	50	037950
	60	037960



Специальный коннектор для соединения мешка с мочеприемником

- Удобство в использовании
- Надежность за счет предотвращения протекания



>>> Совместим с мочеприемником Уримед Бэг 2 л

Мочеприемник	Артикулы
Уримед Бэг 2 л В уп. 30 шт.	28300

Алмарис Преференс

Облегченная версия двухкомпонентной системы

■ Алмарис Преференс, базовая пластина



- Адгезивная гидроколлоидная пластина обеспечивает оптимальную защиту кожи
- Специальные ушки на фланцевой системе позволяют использовать пояс для дополнительной фиксации пластины
- Защитная пленка на базовой пластине с нанесенной разметкой диаметров предоставляет возможность вырезать отверстие по размеру стомы
- Специальный запирающий замок создает надежную фиксацию

Плоская базовая пластина

	Диаметр, мм	Артикулы
Базовая пластина В уп. 10 шт.	40/12-35	73040
	50/12-45	73050
	60/12-55	73060
	80/12-75	73080

■ Алмарис Преференс, недренируемые мешки (для колостомы)



- Мягкая нетканая подложка
- Встроенный фильтр не требует дополнительной активации, не контактирует с одеждой
- Мешки как телесного цвета, так и прозрачные
- Удобная анатомическая форма

Закрытые мешки

	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
В уп. 30 шт.	40	73140	73240
	50	73150	73250
	60	73160	73260
	80	73180	73280

■ Алмарис Преференс, дренируемые мешки (для илеостомы)





- Мягкая нетканая подложка
- Дренируемое отверстие 70 мм для удобной эвакуации кишечного содержимого
- Более длительное использование мешков за счет большей вместимости
- Возможность использовать как телесные, так и прозрачные мешки

Дренируемые мешки с мягким клапаном

	Диаметр, мм	Артикул. Телесный цвет	Артикул. Прозрачные
В уп. 30 шт. + 30 зажимов	40	73340	73440
	50	73350	73450
	60	73360	73460
	80	73380	73480



■ Гибкий зажим



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЯГКИМ ЗАЖИМОМ?

1. Снимите защитную бумагу с клейкой части зажима
2. Мягкий зажим расположите по центру и зафиксируйте его в нижней части сливного отверстия (зажим расположите с внешней стороны мешка, не со стороны тела). Оставьте небольшое расстояние между зажимом и сливным отверстием. Это расстояние приблизительно должно равняться ширине зажима
3. Сверните сливную часть калоприемника с помощью зажима четыре раза в направлении «от себя»
4. Плотнo сожмите края зажима

Продукция для послеоперационного периода



Драйана

Послеоперационные системы

■ Драйана С mini



- Антирефлюксный клапан
- Компактный размер
- Для небольших свищей
- Для стом у детей в послеоперационном периоде

ПРОЗРАЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ МЕШКА

ПОЗВОЛЯЕТ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ СТОМУ

Одно-
компонентная
система

	Примерный объем, мл	Диаметр вырезаемого отверстия, мм	Артикул
В уп. 30 шт.	75	≈10-30	H08560



>>> Удобная система слива

■ Драйана С medium



- Дренаж стом и свищей
- Незамедлительный уход за стомой в послеоперационном периоде

Одно-
компонентная
система

	Примерный объем, мл	Диаметр вырезаемого отверстия, мм	Артикул
В уп. 20 шт.	150	≈10-50	H28555

■ Драйана С large



- Универсальная адгезивная пластина
- Дренаж стом и свищей

Одно-
компонентная
система

	Примерный объем, мл	Диаметр вырезаемого отверстия, мм	Артикул
В уп. 20 шт.	300	≈10-88	H28556

■ Драйана C vision

- Облегчает уход за стомой
- Предоставляет возможность постоянного контроля за состоянием стомы

СПЕЦИАЛЬНОЕ «ОКОШКО» СОЗДАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ДОСТУП К СТОМЕ



Драйана C vision 50



Драйана C vision 75



Драйана C vision 100



<<< За счет специальной конструкции пластины обеспечивается длительная фиксация на коже

Однокомпонентная система с «окошком»

Однокомпонентная система с «окошком»	Примерный объем, мл	Диаметр вырезаемого отверстия, мм	Артикул
Драйана C vision 50 В уп. 10 шт.	150	≈10-50	H28565
Драйана C vision 75 В уп. 10 шт.	250	≈10-88	H28566
Драйана C vision 100 В уп. 10 шт.	300	≈10-100	H28567

Аксессуары



Средства ухода за стомой

■ Суперфиллер Паста для защиты кожи вокруг стомы



Международное исследование «Качество жизни», январь 2005
27 пациентов, регулярно использующих пасту-герметик, оценили Суперфиллер

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально выравнивает кожу вокруг стомы
- Применяется для надежной фиксации базовой пластины
- Предотвращает подтекание кишечного содержимого и раздражения кожи
- Легко наносится

Паста	Артикул
Туба 60 г В уп. 1 шт.	F05008

■ Пронтосан Очищающее и антисептическое средство

ОЧИЩЕНИЕ, ЗАЩИТА, УХОД



- Раствор Пронтосан
 - Эффективное очищение кожи вокруг стомы
 - Антисептический эффект
 - Профилактика образования мацерации кожи
- Гель Пронтосан
 - Лечение длительно незаживающих ран
 - Быстрая абсорбция раневого запаха
 - Совместим с большинством раневых повязок

Очищающее и антисептическое средство

Очищающее и антисептическое средство	Объем, мл	Артикул
Пронтосан раствор Флакон	350	400481
Пронтосан гель Флакон	30	400520
Пронтосан гель Туба	250	400509

Ежедневный комфорт

■ Илео Гель+

- Уникальное средство для решения особых проблем
 - Эффективный и легкий способ превращения кишечного содержимого в гель
- Готовый к применению супер-абсорбирующий порошок




ИЛЕО ГЕЛЬ+ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ
ОБЪЕМ МЕШКА



Первоначальный
объем: ±180 мл



Процесс
гелеобразования



Заключительный
объем: ±180 мл

Быстрый результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое опорожнение калоприемника
- Удобная упаковка
- Специальная капсула для ежедневного ношения с собой

Илео Гель+

В уп. 45 шт.

Артикул

005012

Ежедневный комфорт

■ Б. Браун Деодор



- Содержит в составе 100 % минерала цеолит
- Нейтрализует неприятные запахи
- Имеет удобную упаковку
- Достаточно одного саше для одного калоприемника

Деодор	Артикул
В уп. 30 саше	005013

■ Пояс для дополнительной фиксации пластины



Пояс	Артикул
1 шт.	5028



ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com

Тел.: +7 (812) 320 4004, факс: +7 (812) 320-50-71

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, тел.: +7 (495) 747-51-91

www.bbraun.ru

Контактные телефоны

Санкт-Петербург	+7 (812) 320-40-04
Москва	+7 (495) 747-51-91, +7 (925) 502-63-91
Центральный федеральный округ (Воронеж)	+7 (473) 252-80-15, +7 (920) 403-00-84
Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород)	+7 (831) 281-82-99, +7 (920) 253-16-95
Южный федеральный округ (Краснодар)	+7 (861) 259-75-94, +7 (928) 210-15-49
Уральский федеральный округ (Екатеринбург)	+7 (343) 286-16-54, +7 (922) 109-47-28
Сибирский федеральный округ (Новосибирск)	+7 (383) 319-13-96, +7 (913) 374-08-88
Дальневосточный федеральный округ (Иркутск)	+7 (3952) 79-85-13, +7 (924) 633-00-60